



POTS DROITS / STRAIGHT CONTAINERS

CAPE COIFFANTE / SNAP CAP

PP

36

CAPE ATTENANTE / HINGED CAP

PP

37

BOUCHON À VIS / SCREW CAP

PP / PS

40

POTS CONIQUES / CONICAL CONTAINERS

BOUCHON À VIS / SCREW CAP

PP

46

CAPE COIFFANTE / SNAP CAP

PP

48

POMMADIERS / POTS

NATUREL / NATURAL

PS

50

BLANC / WHITE

PS

51



➔ POTS DROITS / STRAIGHT CONTAINERS



Cape coiffante étanche

Pots avec cape en PP

Volumétrie adéquate à l'échantillonnage du lait

Résistant aux chocs

Leakproof snap cap

Containers with PP cap

Adequate volume for milk sampling

Shock resistant

	Volume	H (mm)	Ø (mm)	Bouchon type Cap type	Aseptique Aseptic	Sterilisé Sterilized	Qté/carton Qty/case
POTS DROITS STRAIGHT CONTAINERS PP	25 ml	58	28		PL25-01		1000
	25 ml	58	28		PL25-04		1000
	60 ml	83	33		PL60-04		600
	60 ml	83	33		PL60-05*		600
	60 ml	83	33			PL60-02	600
	60 ml	83	33			PL60-03	600

*Cape souple / Soft cap

➔ RACKS



2 Racks 1x8 compartiments
ou 1x10 compartiments

Livré sans pot

Racks en PP

Compatible avec FL70

2 Racks 1x8 compartments
or 1x10 compartments

Delivered without container

PP Racks

Compatible with FL70

	Compatibilité Compatibility	H (mm)	L (mm)	Aseptique Aseptic	Qté/carton Qty/case
RACKS ABS	FL70	60	422x52	RACFL2-10	66
	FL70	60	338x52	RACFL1-18	120



➔ POTS DROITS / STRAIGHT CONTAINERS



Cape attenante auto-stable

Pots avec cape en PP

Volumétrie adéquate à l'échantillonnage du lait

Résistant aux chocs

De 35 ml à 300 ml

Auto-stable hinged cap

Containers and caps made of PP

Adequate volume for milk sampling

Shock resistant

From 35 ml to 300 ml




	Volume	H (mm)	Ø (mm)	Bouchon type Cap type	Aseptique Aseptic	Sterilisé Sterilized	Qté/carton Qty/case
POTS DROITS STRAIGHT CONTAINERS PP	35 ml	66	28		FL35-01		950
	45 ml	85	29		FL52-01		650
	50 ml	78	31		FL60-01		650
	50 ml	78	31			FL60-04	650
	70 ml	80	35		FL70-03		500
	70 ml	80	35		FL70-04*		800
	90 ml	80	43		FL100-01		350
	90 ml	80	43			FL100-05	350
	300 ml	88	75		FL300-01		240
	300 ml	88	75			FL300-04	240

* Cape bi-matière perforable / Pierceable cap



Cape attenante avec lèvre anti-goutte
Hinged cap with anti-drip lip



Cape auto-stable
Auto-stable cap



POTS DROITS / STRAIGHT CONTAINERS



- Pots avec cape en PP

Cape attenante auto-stable

Volumétrie adéquate à l'échantillonnage du lait

Résistant aux chocs

De 35 ml à 300 ml
- PP Containers and caps

Auto-stable hinged cap

Adequate volume for milk sampling


Shock resistant

From 35 ml to 300 ml

	Volume	H (mm)	Ø (mm)	Bouchon type Cap type	Aseptique Aseptic	Sterilisé Sterilized	Qté/carton Qty/case
POTS DROITS STRAIGHT CONTAINERS PP	45 ml	85	29		FL52-03		650
	90 ml	80	43		FL100-04		350
	90 ml	80	43			FL100-06	350
	300 ml	88	75		FL300-02		240



Cape attenante avec lèvre anti-goutte
Hinged cap with anti-drip lip



Cape auto-stable
Auto-stable cap



➔ POTS À FOND CONIQUE AVEC JUPE / CONICAL BASE CONTAINERS WITH SKIRT

UNIVERSAL
CONTAINER



Pots en PS	PS Containers
Transparent	Transparent
Avec cape jointé	Cap with wad
Bouchon à vis	Screw cap
Bouchon avec cuillère	Cap with spoon
Sans graduation / étiquette graduée	Without graduation / Printed graduation

	Volume	H (mm)	Ø (mm)	Bouchon type Cap type	Aseptique Aseptic	Sterilisé Sterilized	Pcs/sachet Pcs/bag	Qté/carton Qty/case
POTS À FOND CONIQUE CONICAL BASE CONTAINERS PS	30 ml	89	22.3		TU30-202		-	400
	30 ml	89	22.3		TU30-022		100	1000
	30 ml	89	22.3		TU30-301*		-	500
	30 ml	89	22.3			TU30-300**	-	500
	30 ml	89	22.3		TU30-064*		-	400
	30 ml	89	22.3		TU30-896*		100	400
	30 ml	89	22.3		TU30-897*		100	400
	30 ml	89	22.3		TU30-898*		100	400
	30 ml	89	22.3		TU30-899*		100	400

* Graduée + Étiquette / Graduated + Label

* Stérile A sachet unitaire / single bag

** Stérile R sachet unitaire / single bag

Surname: _____
Forename: _____ M/F: _____
Hosp No. : _____ Ward : _____
Spec: _____ D.O.B. : _____
Date: _____ Time: _____

ASEPTICALLY PRODUCED CE IVD



Étiquette graduée
Graduated label



Étiquette graduée
Graduated label



➔ POTS DROITS / STRAIGHT CONTAINERS 40 ML



Pots en PS ou PP

Bouchon à vis étanche PE

2 couleurs : naturel, bleu

De 30 ml à 200 ml

PS or PP containers

PE Leakproof screw-cap

2 colours : natural, blue

From 30 ml to 200 ml

	Volume	H (mm)	Ø (mm)	Bouchon type Cap type	Aseptique Aseptic	Sterilisé Sterilized	Pcs/sachet Pcs/bag	Qté/carton Qty/case	
POTS DROITS STRAIGHT CONTAINERS PS	40 ml	70	30		TP30-001		100	1000	CE
	40 ml	70	30			TP30-004	100	1000	CE
	40 ml	70	30		TP30-110*		100	1000	CE
	40 ml	70	30		TP30-002		100	1000	CE
	40 ml	70	30		TP30-009		100	1000	CE
POTS DROITS (TRANSPARENT) STRAIGHT CONTAINERS (CLEAR) PP	40 ml	70	30		TP30-003		100	1000	CE
	40 ml	70	30			TP30-007	100	1000	CE
	40 ml	70	30		TP30-109*		100	1000	CE
	40 ml	70	30		TP30-005		100	1000	CE
	40 ml	70	30		TP30-008		100	1000	CE
	40 ml	70	30		TP30-021		100	1000	CE

IVD

Nom / Name _____

CE

N° : _____

Salle / Ward _____

Specimen : _____

Date : _____

E4030-123


*Étiquette
*Label



Numéro de lot et date de péremption
marquage laser sur chaque pot
Batch number and expiry date
laser marking on each container



➔ POTS DROITS / STRAIGHT CONTAINERS 60 ML



Pots en PS ou PP
Bouchon à vis étanche PE
2 couleurs : naturel, bleu
De 30 ml à 200 ml

PS or PP containers
PE leakproof screw-cap
2 colours : natural, blue
From 30 ml to 200 ml

	Volume	H (mm)	Ø (mm)	Bouchon type Cap type	Aseptique Aseptic	Sterilisé Sterilized	Pcs/sachet Pcs/bag	Qté/carton Qty/case	
POTS DROITS STRAIGHT CONTAINERS PS	60 ml	70	33		TP35-001		70 x 10	700	CE
	60 ml	70	33			TP35-007	70 x 10	700	CE
	60 ml	70	33			TP35-014**	-	600	CE
	60 ml	70	33		TP35-002		70 x 10	700	CE
	60 ml	70	33		TP35-013		70 x 10	700	CE
	60 ml	70	33		TP35-036		70 x 10	700	CE
POTS DROITS STRAIGHT CONTAINERS (CLEAR) PP	60 ml	70	33		TP35A-003		70 x 10	700	CE
	60 ml	70	33		TP35A-301*		-	500	CE
	60 ml	70	33			TP35A-302**	-	500	CE
	60 ml	70	33		TP35A-113		70 x 10	700	CE
	60 ml	70	33			TP35A-009	70 x 10	700	CE
	60 ml	70	33		TP35A-004		70 x 10	700	CE
	60 ml	70	33		TP35A-012		70 x 10	700	CE
	60 ml	70	33			TP35A-018	70 x 10	700	CE
	60 ml	70	33			TP35A-070	70 x 10	700	CE
	60 ml	70	33		TP35A-017		70 x 10	700	CE
	60 ml	70	33		TP35A-096*		70 x 10	700	CE

* Étiquette Blanche / White Label


* Stérile A sachet unitaire / single bag

**Sous plateau filmé / On filmed tray pack

** Stérile R sachet unitaire / single bag



➔ POTS DROITS / STRAIGHT CONTAINERS 100 & 140 ML



Pots en PS ou PP

Bouchon à vis étanche PE

Couleur : naturel

De 30 ml à 200 ml

PS or PP containers

PE Leakproof screw-cap

Colour : natural

From 30 ml to 200 ml

	Volume	H (mm)	Ø (mm)	Bouchon type Cap type	Aseptique Aseptic	Sterilisé Sterilized	Qté/carton Qty/case	
POTS DROITS STRAIGHT CONTAINERS PS	100 ml	67	52		TP51-003		330	CE
	100 ml	67	52			TP51-001	330	CE
	100 ml	67	52			TP51-019*	200	CE
	100 ml	67	52		TP51-004		330	CE
	100 ml	67	52		TP51-002		330	CE
	140 ml	70	52		TP140-05		380	CE
	140 ml	70	52			TP140-01	380	CE

* Sachet unitaire / Single bag




TP51



TP140



➔ POTS DROITS / STRAIGHT CONTAINERS 125 ML



Pots en PS ou PP

PS or PP containers

Bouchon à vis étanche PE

PE Leakproof screw-cap

3 couleurs : naturel, bleu, blanc

3 colours : natural, blue, white

De 30 ml à 200 ml

From 30 ml to 200 ml

POTS DROITS
STRAIGHT
CONTAINERS
PP


Volume	H (mm)	Ø (mm)	Bouchon type Cap type	Aseptique Aseptic	Sterilisé Sterilized	Qté/carton Qty/case	
125 ml	74	52		TP52-003		380	CE
125 ml	74	52			TP52-001	380	CE
125 ml	74	52			TP52-043*	200	CE
125 ml	74	52			TP52-007	380	CE
125 ml	74	52			TP52-022	380	CE
125 ml	74	52			TP52-048*	380	CE
125 ml	74	52		TP52-002		380	CE
125 ml	74	52			TP52-008	380	CE
125 ml	74	52		TP52-006		380	CE
125 ml	74	52			TP52-009	380	CE
125 ml	74	52		TP52-004		380	CE
125 ml	74	52			TP52-046	380	CE
125 ml	74	52		TP52-030**		380	CE

* Sachet unitaire / Single bag

** Étiquette Blanche / White Label



➔ POTS DROITS / STRAIGHT CONTAINERS 180 & 200 ML



Pots en PS ou PP

Bouchon à vis étanche PE

3 couleurs : naturel, bleu, blanc

De 30 ml à 200 ml

PS or PP containers Leakproof

PE screw-cap

2 colours : natural, blue, white

From 30 ml to 200 ml


	Volume	H (mm)	Ø (mm)	Bouchon type Cap type	Aseptique Aseptic	Sterilisé Sterilized	Qté/carton Qty/case	
POTS DROITS STRAIGHT CONTAINERS PS	180 ml	102	52		TP53-008		264	CE
	180 ml	102	52			TP53-002	264	CE
	180 ml	102	52			TP53-049*	200	CE
	180 ml	102	52			TP53-015	264	CE
	180 ml	102	52		TP53-005		264	CE
	180 ml	102	52		TP53-006		264	CE
POTS DROITS STRAIGHT CONTAINERS PP	180 ml	102	52		TP53-001		264	CE
	180 ml	102	52			TP53-003	264	CE
	180 ml	102	52			TP53-038*	200	CE
	180 ml	102	52			TP53-027	264	CE
	180 ml	102	52		TP53-004		264	CE
	180 ml	102	52			TP53-011	264	CE
	180 ml	102	52		TP53-007		264	CE
	180 ml	102	52			TP53-010	264	CE
	180 ml	102	52		TP53-013		264	CE
	180 ml	102	52			TP53-026	264	CE
	180 ml	102	52		TP53-059**		264	CE
	200 ml	100	55		TP200-02		162	

* Sachet unitaire / Single bag

**Étiquette blanche / White label



➔ RECUEIL D'URINE / URINE COLLECTION 30 & 60 ML



Bouchons à vis étanches PE	PE Leakproof screw cap
Acide borique	Boric acid
Étiquette de traçabilité de l'échantillon	Label for traceability of samples
De 30 ml à 60 ml	From 30 ml to 60 ml
Hautement résistant aux chocs	Highly shock resistant

	Volume	H (mm)	Ø (mm)	Bouchon type Cap type	Aseptique Aseptic	Sterilisé Sterilized	Qté/carton Qty/case	
POTS DROITS STRAIGHT CONTAINERS PS	30 ml	89	22		OTU30-05*		400	CE
	60 ml	70	33		OTP35-01		700	CE
POTS DROITS STRAIGHT CONTAINERS PP	30 ml	89	22		OTU30-06*		400	CE
	60 ml	70	33			OTP35A-04	700	CE

* Fond conique, jupe autostable / Conical skirt base

URINE CULTURE
contains **BORIC ACID**

IVD Name : _____
 Hospital : _____
 N° : _____ Ward : _____
 Spec : _____ D.O.B. : _____
 Date : _____ Time : _____

Fill to line →

15 10 5

mix well

Étiquette OTU 30
OTU 30 Label

PSA - Borne France - Remplir jusqu'à la ligne

NE PAS AVANTER

ECBU UNIQUEMENT

Contient de l'acide borique

Nom : _____
 Prénom : _____
 Identifiant : _____
 Date : _____
 Heure : _____

44732-04

Étiquette OTP 35-01
OTP 35A-01 Label

PSA - Borne France - Remplir jusqu'à la ligne

NE PAS AVANTER

ECBU UNIQUEMENT

Contient de l'acide borique

Name : _____
 Surname : _____
 ID : _____
 Date : _____
 Time : _____

44732-04

Étiquette OTP 35A-04
OTP 35A-04 Label

Acide Borique : Les échantillons d'urine doivent être ensemencés dans les 2 heures suivant le prélèvement. L'urine peut être analysée dans les 24 heures si l'échantillon est conservé à 4°C. L'acide borique est un bactériostatique qui permet de conserver les échantillons jusqu'à 24 heures à température ambiante.

Boric acid : Urine samples have to be inoculated within 2 hours following sampling. Urine can be analyzed up to 24 hours if the sample is stored at 4°C. Boric acid is a bacteriostatic agent and allows storage of urine samples in average conditions during 24 hours.



➔ POTS CONIQUES / CONICAL CONTAINERS 125 ML



Pots en PP

Cape à vis étanche en PE

Graduation dans la masse

Très résistant aux chocs

Plage d'écriture

PP containers

Leakproof screw cap PE

Moulded graduations

Highly shock resistant

Writing area

	Volume	H (mm)	Ø (mm)	Bouchon type Cap type	Aseptique Aseptic	Sterilisé Sterilized	Qté/carton Qty/case	
POTS CONIQUES CONICAL CONTAINERS PP	125 ml	74	58		PC125D-01		500	CE
	125 ml	74	58			PC125D-03	500	CE
	125 ml	74	58		PC125D-08		500	CE
	125 ml	74	58		PC125D-301*		300	CE
	125 ml	74	58			PC125D-300**	300	CE
	125 ml	74	58		PC125D-32		500	CE
	125 ml	74	58		PC125D-04		500	CE
	125 ml	74	58			PC125D-18	500	CE
	125 ml	74	58		PC125D-02		500	CE
	125 ml	74	58			PC125D-06	500	CE
	125 ml	74	58		PC125D-20		500	CE
	125 ml	74	58			PC125D-28	500	CE

* Sterile A sachet unitaire / single bag

** Sterile R sachet unitaire / Sterile R single bag



Sachet et marquage individuel
Traceability on single packaging



Gradué dans la masse en oz et ml
Moulded graduations in oz et ml



➡ POTS CONIQUES / CONICAL CONTAINERS 200 ML



Pots en PP

Bouchon à vis étanche en PE

Très résistant aux chocs

Plage d'écriture

PP containers

PE Leakproof screw cap

Highly shock resistant

Writing area

	Volume	H (mm)	Ø (mm)	Bouchon type Cap type	Aseptique Aseptic	Sterilisé Sterilized	Qté/carton Qty/case
POTS CONIQUES CONICAL CONTAINERS PP	200 ml	70	74		PN200-03		200
	200 ml	70	74			PN200-12	200
	200 ml	70	74		PN200-18		200
	200 ml	70	74			PN200-13	200
	200 ml	70	74		PN200-01		200
	200 ml	70	74		PN200-20		200



Plage d'écriture
Writing area



➔ POTS CONIQUES / CONICAL CONTAINERS



Pots en PP

Cape à pression PE transparent

Blanc

De 125 ml à 1000 ml

Très résistant aux chocs

Gradué dans la masse

PP containers

Transparent PE snap cap

White


From 125 ml to 1000 ml

Highly shock resistant

Moulded graduations

POTS CONIQUES
CONICAL CONTAINERS
PP

Volume	H (mm)	Ø (mm)	Bouchon type Cap type	Aseptique Aseptic	Sterilisé Sterilized	Qté/carton Qty/case	
200 ml	88	62		PC200A-11		660	CE
200 ml	88	62			PC200A-07	220	CE
200 ml	88	62		PC200A-04		660	CE
400 ml	100	85		PC400-07		460	CE
400 ml	100	85		PC400-08		185	CE
400 ml	100	85			PC400-05	185	CE
400 ml	100	85		PC400-02		460	CE
1000 ml	130	105		PC1000-06		250	CE
1000 ml	130	105		PC1000-11		120	CE
1000 ml	130	105			PC1000-04	80	CE
1000 ml	130	105		PC1000-13		250	CE



Gradué dans la masse
Moulded graduations



➔ POTS CONIQUES / CONICAL CONTAINERS



Pots en PP

Cape à pression PE

Blanc

De 125 ml à 1000 ml

Très résistant aux chocs

Gradué dans la masse
+ surface d'écriture (125ml)

PP containers

PE snap cap

White

From 125 ml to 1000 ml

Highly shock resistant

Moulded graduations
+ writing area (125ml)


POTS CONIQUES
CONICAL CONTAINERS
PP

Volume	H (mm)	Ø (mm)	Bouchon type Cap type	Aseptique Aseptic	Sterilisé Sterilized	Qté/carton Qty/case	
125 ml	67	60		PFC125-01		1500	CE
125 ml	67	60			PFC125-05	300	CE
125 ml	67	60		PFC125-02		750	CE
180 ml	40	88		PCS180-02*		768	CE
		92		CS180-01		1920	CE
200 ml	88	62		PC200A-05		660	CE
200 ml	88	62		PC200A-03		220	CE
200 ml	88	62			PC200A-02	220	CE
200 ml	88	62		PC200A-01		660	CE
400 ml	100	85		PC400-06		460	CE
400 ml	100	85		PC400-09		185	CE
400 ml	100	85			PC400-03	185	CE
400 ml	100	85		PC400-01		460	CE
1000 ml	130	105		PC1000-03		250	CE
1000 ml	130	105		PC1000-09		120	CE
1000 ml	130	105			PC1000-05	80	CE
1000 ml	130	105		PC1000-02		250	CE

* Non gradué / Non graduated



➔ POMMADIERS / POTS



Pots en PS cristal

De 60 ml à 250 ml

Capes à vis étanches
en ivoire PS

Idéal pour les formes semi-solides

Crystal PS containers

From 60 ml to 250 ml

Leakproof screw-cap
in ivory PS

Ideal for semi-solid forms

	Volume	H (mm)	Ø (mm)	Bouchon type Cap type	Cape coiffante Snap cap	Bouchon à vis Screw cap	Aseptique Aseptic	Qté/carton Qty/case
POMMADIERS POTS PS	60 ml	55	41			•	PV60-22	500
	60 ml	52	42				PP60-01	600
			42		•		CPP44-08	2500
	125 ml	60	54			•	PV125-22	380
	250 ml	53	82			•	PV250-22	200



➔ POMMADIERS / POTS



Pots en PP blanc

De 30 ml à 1070 ml

Bouchon étanche en PP

Très résistant aux chocs

White PP containers

From 30 ml to 1070 ml

PP leakproof cap

Highly shock resistant

POMMADIERS POTS PP

Volume	H (mm)	Ø (mm)	Bouchon type Cap type	Bouchon à vis Screw cap	Avec obturateur With seal	Aseptique Aseptic	Qté/carton Qty/case
30 ml	32	40		•		PV30-01	500
75 ml	67	41		•		PV75-01	400
125 ml	60	54		•		PV125-01	300
250 ml	51	82		•		PV250-01	175
500 ml	98	83		•		PV500-01	90
500 ml	72	101			•	PR500-02	160
775 ml	106	101			•	PR800-01	100
1000 ml	138	100			•	PR1050-01	80
1000 ml	138	100			•	PR1020-02	80
1070 ml	106	120			•	PR1000-01	90
1070 ml	106	120			•	PR1000-02	70

*Cape inviolable / Tamper screw cap



Obturateur
Seal

Produits répondants aux normes internationales

Nombreux domaines d'application

Gamme de produits adaptée au monde entier

Packaging répondant aux attentes des utilisateurs



Products compliant with International standards

Wide scope of applications

Range of products suitable worldwide

Packaging suitable for users needs

AVANTAGES POTS GOSSELIN

- **TECHNOLOGIE DE PRODUCTION** : Tous les pots sont produits à l'aide d'outillage de haute technicité suivant la technologie de l'injection. La majorité des produits sont assemblés en ligne pour éviter toutes contaminations extérieures. Chaque lot est soumis à des contrôles tout au long du cycle de production selon les référentiels normatifs en vigueur renforcés par des critères propres à GOSSELIN.
- **FORMES POTS** : Une large gamme de pots droits, pots coniques et pommadiers répondent aux plus nombreuses utilisations. Les pots sont disponibles de 25 à 1000 ml.
- **SYSTÈMES DE FERMETURES** : Nos pots sont conçus avec les systèmes de fermeture les plus adaptés pour leurs utilisations courantes : Capes attenantes, bouchons à vis, capes à pression.
- **CONDITIONNEMENT** : Ils sont adaptés aux attentes des utilisateurs : sachet unitaire, rangement des pots dans les cartons, pots vissés sur plateau filmé. Les pots sont protégés par un sursac en polyéthylène préalablement posé à l'intérieur des cartons afin d'éviter tout risque de contamination particulière.
- **TRAÇABILITÉ DES PRODUITS** : Grâce à l'étiquette produit apposée sur chaque carton d'emballage, nous pouvons retracer chaque cycle de production. Cette étiquette reprend le numéro de lot ainsi que la date de péremption lorsque le produit est stérilisé.
- **MATIÈRES PREMIÈRES** : Conformément aux directives européennes en vigueur concernant, notamment, l'absence de métaux lourds (CE N°1935/2004), l'alimentarité (94/62/CE) et le marquage CE relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (98/79/CE).

STRENGTH OF GOSSELIN CONTAINERS

- **MANUFACTURING PROCESS** : All containers are produced with high-tech equipment using injection technology. Most of our products are assembled on line in order to avoid any external contaminations. The raw plastics used are pure and comply with the environmental standards in force. Each production batch is subject to inspection throughout the entire production process according to the standard references in force, which are reinforced by GOSSELIN's own criteria.
- **SHAPES OF BOTTLES** : A wide range of straight containers, conical containers and pots meet normal uses. Containers are available from 25 to 1000 ml.
- **CLOSURES SYSTEMS** : Closure systems of our containers comply with normal use : hinged cap, screw cap, and snap cap.
- **PACKAGING** : is perfectly adapted to the users needs : single bag, packing of containers into boxes, screw-capped containers wrapped on trays. All containers are protected by a polyethylene outer bag placed inside the boxes beforehand to avoid particle contamination.
- **PRODUCT TRACEABILITY** : Thanks to the product label on each box, we can retrace each production cycle. This label includes batch number and expiry date if the product has been sterilized.
- **RAW MATERIALS** : Compliant with the European directives in force, especially the absence of heavy metals (CE N°1935/2004), food compatibility (94/62/EC) and CE marking relating to medical devices for in-vitro diagnostics(98/79/EC).