



SuperSnap™ | High Sensitivity ATP

SuperSnap Hygiena'nın en hassas ATP test kitidir ve Hygiena marka luminometreler ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. SuperSnap çok düşük düzeydeki ATP varlığını tespit edebilir. SuperSnap genellikle en yüksek hijyen standartlarını gerektiren gıda ve içecek sektörlerinde kullanılmaktadır. SuperSnap'ın ayırıcı sanitizelerden en az etkilenecek şekilde tasarlanmıştır. Bu özelliği SuperSnap'i yoğun sanitizeler kullanılan zor yüzeylerin kontrolü için ideal yapmaktadır. SuperSnap'i gıda güvenliği programınıza dahil ederek riskleri vakit kaybetmeden tanımlayabilir ve gerekli düzeltici faaliyetleri başlatabilirsiniz.

Avantajları:

- Oldukça hassas stabil sıvı ayıraç sayesinde çok düşük miktarda ATP'yi tespit edebilir
- Patentli tasarımı sayesinde yüzeylerden maksimum geri kazanımı garanti eder
- Sıcaklık değişimleri ve sanitizelerden etkilenmeyen ayıraç
- %100 geri dönüştürülebilir plastikten imal edilmiştir
- Buzdolabı sıcaklığında (2-8°C) 15 ay raf ömrü
- Oda sıcaklığında (21-25°C) 4 hafta raf ömrü

Hassasiyeti:

- UltraSnap yüzey ATP testinden 4 kat daha fazla hassastır
- EnSURE izleme sistemi ile birlikte kullanıldığı takdirde rakiplerinden 100 kat daha hassas sonuçlar verebilir
- Asit sanitizelere karşı 5 kat daha dayanıklıdır
- Alkali sanitizelere karşı 10 kat daha dayanıklıdır



Uygulama videolarımızı
[youtube.com/HygienaTV](https://www.youtube.com/HygienaTV)
kanalından izleyebilirsiniz



www.hygiena.com
adresinde destek
dokümanları,
uygulama videoları ve
daha fazlasını
bulabilirsiniz

Hygiena System

SuperSnap Detection Limit

femtomoles ATP	10 fmol	1fmol	.1 fmol	.01 fmol	.001 fmol
ATP (mol)	1×10^{-14}	1×10^{-15}	1×10^{-16}	1×10^{-17}	1×10^{-18}
SystemSURE Plus	●	●	●	●	●
EnSURE	●	●	●	●	●
Pi-102	●	●	●	●	●

Katalog No.

Ürün


Miktar

SUS3000

SuperSnap

100

REV D 012014

SuperSnap Prosedürü:**İlgili Ürünler:****EnSURE**

EnSURE™ ATP hijyen kontrolünün yanı sıra mikrobiyolojik ve alerjen testlerinin ölçümlerinde kullanılan oldukça hassas bir luminometredir. EnSURE, SureTrend veri izleme yazılımını içermektedir.

**SystemSURE Plus**

SystemSURE, ATP hijyen kontrolünde kullanılan avuç içi boyutunda bir luminometredir. Kullanımı kolay, oldukça hassas ve ekonomik bu cihaz temizlik verimliliğini ve yüzeylerin ve sıvıların hijyenik durumunu kolaylıkla tespit etmenizi ve böylece ürün kalitesini garanti altına almanızı ve maliyetlerinizi düşürebilmenizi sağlar.

**AquaSnap**

AquaSnap™ sıvılar için ATP hijyen kontrol testidir ve yaklaşık 100 µL sıvıyı tutabilen benzersiz tasarıma sahip bir örnekleme ucuna sahiptir. Liyofilize enzimler yerine kullanılan stabil sıvı ayıraç sayesinde mükemmel tekrarlanabilirlik ve hassasiyete sahiptir. AquaSnap™ Total ve Free olarak iki farklı formda temin edilebilir.

**UltraSnap**

UltraSnap yüzeylerde ATP ölçümü için tasarlanmıştır. ATP canlı kaynaklı tüm organik materyallerde bulunur ve temizlik sonrasında yüzeylerdeki miktarı kayda değer oranda azalması beklenir. Yüzeylerde ATP varlığının izlenmesi hızlı önlemlerin alınabilmesine olanak sağlar.

Katalog No.	Ürün	Miktar
ENSURE	EnSURE Monitoring System	1
SS3	SystemSURE Plus ATP Monitoring System	1
AQ-100F	AquaSnap Free Water ATP Test	100
AQ-100FX	AquaSnap Total Water ATP Test	100
US2020	UltraSnap Surface ATP Swab	100

REV D 012014