

EnSURE™ Touch

Sanitasyon verifikasyonu.
Sizin için tasarlandı.



EnSURE™ Touch

Bugünün gıda güvenliği profesyonelleri önemli riskler ile karşı karşıya kalmaktadır: karmaşık tedarik zincirleri, ince eleyip sık dokuyan denetim ve kontroller ve her zaman var olan kontaminasyon ve ürün geri çağırma riskleri. Bu nedenle, gıda güvenliği profesyonelleri kontaminasyon ve ürün güvenliğini tehlikeye atan diğer risklerin kontrol altında olduğundan emin olmak isterler.

EnSURE™ Touch yeni nesil bir kalite izleme sistemidir. Hızlı ve doğru sanitasyon verifikasyonu sonuçları ile gıda güvenliği programınıza destek olur. 5 inç dokunmatik ekranı, kablosuz senkronizasyon teknolojisi ve bulut temelli yazılımı ile iş ortamınıza kolaylıkla adapte olmak için tasarlanmıştır. EnSURE™ Touch sizlere karmaşık çoklu lokasyon operasyonları, denetimler, risk yönetimi ve ürün geri çağırma engellemenek için ihtiyacınız olan veriyi sağlar.

EnSURE Touch Size Yardımcı Olabilir

- Yüzeylerin ve sıvıların sanitasyon verifikasyonu ve ürün testlerini 10 saniye içinde yapabilirsiniz
- Sanitasyon ürünlerinin ve prosedürlerinin etkinliklerini test edebilir ve karşılaştırabilirsiniz
- Sanitasyon, kalite kontrol ve kalite güvence ekiplerinizi eğitebilir ve izleyebilirsiniz
- Sanitasyon prosedürlerinizi destekleyebilir ve amaçladığınız temizlik standartlarını yakalayabilirsiniz
- Tesiste problemleri alanları kolayca tanımlayabilirsiniz

EnSURE Touch Sayesinde

- FSMA, GFSI ve ISO standartlarının gereksinimlerini karşılayabilirsiniz
- Marka değerini koruyabilirsiniz
- Firmanızı finansal zarara uğratacak süreçlerden koruyabilirsiniz
- Gıda zehirlenmesi, işletmenin kapatılması veya ürün geri çağırma risklerini azaltabilirsiniz
- Testleri işletme içinde yaparak maliyetlerinizi azaltabilirsiniz
- Durum tespitleriniz için kanıt sağlayabilirsiniz





İnovasyon parmaklarınızın ucunda

Hızlı test: Bir kaç dokunuş ile bir test yapın

Lokasyonlar: Farklı alanlar için test noktaları oluşturun ve masa üstü bir yazılıma ihtiyaç duymadan limitlerinizi belirleyin

Planlar: Planlarınızda test lokasyonlarınızı kolayca gruplandırın ve tüm örnekleme planınızı kapsayan rastgele test lokasyonları seçin

Kullanıcılar: Farklı personellerden yöneticilere kadar kullanıcı erişimlerini yönetin

Sonuçlar & Raporlar: Trend analizi ve test sonuçlarını kolayca görün

Aramalar: Spesifik test planları ve lokasyonlarını kolayca ve hızla bulun

Senkronizasyon: SureTrend Bulut yedekleme ile kablosuz olarak senkronize olun

Kalibrasyon: Başlangıç kalibrasyonu ve sonrasında programlanmış kalibrasyon kontrolleri ile GMP/ISO şartlarını sağlayın

Tekrar Testleri: Başarısız sonuç aldığınız test lokasyonlarını kolayca görün ve tekrar testleri ile düzeltici faaliyetlerinizin etkinliğini vakit kaybetmeden değerlendirin

MicroSnap™: Koliform, *E. coli*, *Enterobacteriaceae* ve toplam canlı sayımları yapın ve sonuçlarını görün

Enzimler: Alkalın fosfataz ve asit fosfataz gibi enzimleri test edin ve sonuçlarını görün

Ayarlar: Ayarları (Dil, test tipleri vs) değiştirerek kendinize uyarlayın

Spesifikasyonlar: Boyut: 7" x 3" x 1" • Ağırlık: 0.7 lbs • Hafıza: 2GB dahili + bulut depolama • Bağlantı: USB veya Wi-Fi
Dil: Çok sayıda dil seçeneği mevcuttur • Batarya: USB-C şarj kablosu ile birlikte tekrar şarj edilebilir Lityum-iyon pil *





Menü



Sonuçlar



Raporlar



Cihaz

Risk yönetimi için ihtiyaç duyduğunuz tüm veriler artık bir yerde

SureTrend Cloud, EnSURE Touch ile birlikte ücretsiz olarak sahip olacağınız kullanımı kolay bir veri analizi yazılımıdır. Test sonuçlarınızı izlemeye ve farklı lokasyonlardaki kullanıcıların koordinasyonuna imkan vererek risk yönetimini hiç olmadığı kadar kolaylaştırır.

Özellikler & Avantajlar:


- Performansınızı ve başarılarınızı takım arkadaşlarınız ve yönetim ile paylaşabilir
- İnteraktif menü kolay veri izlemeye olanak sağlar ve bir bakışta size her şeyi gösterir
- Bir tane veya yüzlerce EnSURE Touch cihazını tek bir SureTrend Cloud hesabı ile yönetmenize olanak sağlar
- Farklı lokasyonlardaki test sonuçlarınızı izlemenize olanak sağlar
- Online destek ve bilgi merkezine tek bir tık ile ulaşım sağlar
- Eğitim ve ekipman değişimine olan ihtiyacın tespitine olanak sağlar
- Kolayca trend analizi raporu oluşturabilir
- Otomatik güncelleme sayesinde her zaman yazılımın güncel versiyonunu kullanmanızı garanti eder

suretrend.hygiena.com



Özellikler & Avantajlar

- Gelişmiş ve benzersiz fotodiyot teknolojisi maksimum hassasiyet ve dayanıklılık sağlar
- Akıllı telefon benzeri anlaşılır menüsü ile tüm personel tarafından kolayca kullanılabilir
- SureTrend Cloud yazılımı ile senkronize olabilir ve veri aktarımı yapılabilir
- Çok sayıda dil seçeneği mevcuttur



- 5 inç kırılmaya dayanıklı dokunmatik ekran
- Takım üyelerinin uzaktan eğitimi için ekran paylaşma özelliği
- Doğru okumalar için dahili eğitim sensörü
- Akıllı batarya yönetimi için otomatik kapanma özelliği
- Rakip yüksek ve düşük RLU değerlerini simule edebilir

Uyumlu ürünler

UltraSnap™ | Yüzey ATP Testi



Katalog No US2020 | Adet: 100

[Instructional Video Online](#)

SuperSnap™ | Yüksek Duyarlı Yüzey ATP Testi



Katalog No SUS3000 | Adet: 100

Katalog No SUS3000X | Adet: 100

[Instructional Video Online](#)

AquaSnap™ TOTAL | Su ATP Testi



Katalog No AQ-100X | Adet: 100

[Instructional Video Online](#)

AquaSnap™ FREE | Su ATP Testi



Katalog No AQ-100FX | Adet: 100

[Instructional Video Online](#)


CalCheck | LED Kalibrasyon Verifikasyon Aparatı



Katalog No. CAL | Adet: 1

[Instructional Video Online](#)

MicroSnap™ | İndikatör Organizma testleri



Katalog No MS2-EB | Adet: 100

Katalog No MS2-ECOLI | Adet: 100

Katalog No MS2-TOTAL | Adet: 100

Katalog No MS2-COLIFORM | Adet: 100

[Instructional Video Online](#)

ZymoSnap™ ALP | ALP Pastörizasyon Verifikasyon Testi



Katalog No ZS-ALP-100 | Adet: 100

[Instructional Video Online](#)


CROSS CHECK | ACP Pişirme Etkinlik Testi



Katalog No CX-3000 | Adet: 100

Ürün	Katalog No	Miktar	Ürün	Katalog No	Miktar
EnSURE™ Touch	ETOUCH	1	MicroSnap™ Enterobacteriaceae Detection Device	MS2-EB	100
UltraSnap™ Surface ATP Test	US2020	100	MicroSnap™ Total Enrichment Device	MS1-TOTAL	100
SuperSnap™ High-Sensitivity Surface ATP Test	SUS3000	100	MicroSnap™ Total Detection Device	MS2-TOTAL	100
SuperSnap™ High-Sensitivity Surface ATP Test	SUS3000X	100	ZymoSnap ALP Alkaline Phosphatase Test	ZS-ALP-100	100
AquaSnap™ Total Water ATP Test	AQ-100X	100	CrossCheck Acid Phosphatase Test	CX-3000	100
AquaSnap™ Free Water ATP Test	AQ-100FX	100	CalCheck LED Calibration Verification Device	CAL	1
MicroSnap™ Coliform & E. coli Enrichment Device	MS1-CEC	100	ATP Positive Control Kit	CK25	25
MicroSnap™ Enhanced Nutrient Broth	MS1-N-BROTH-9ML	100	ZymoSnap ALP Positive Control Kit	ZS-ALP-PC	5
MicroSnap™ Coliform Detection Device	MS2-COLIFORM	100	Small Format Incubator	INCUBATOR	1
MicroSnap™ E. coli Detection Device	MS2-ECOLI	100	Lab Format Incubator	INCUBATOR2	1
MicroSnap™ Enterobacteriaceae Enrichment Device	MS1-EB	100			

EnSURE Touch kalibre edilmiş olarak teslim edilir ve cihazı her açtığınızda kalibrasyon kontrolünü yapar. Tavsiye edilen kalibrasyon kontrol kitleri tedarik edilebilir.



Amerika:

Hygiena Merkez Ofis

941 Avenida Acaso
Camarillo, CA 93012
Phone: 1-805-388-8007
Fax: 1-805-388-5531
info@hygiena.com

Hygiena Kanada

2650 Meadowvale Blvd Unit 14
Mississauga, Ontario L5N 6M5
Phone: 1-833-494-4362
or 1-416-686-7962

Hygiena Meksika

Calle 3 Anegas 409 Bodega 5, Col. Nueva
Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A.
Madero, C.P. 07700, CDMX, México.
Phone: +52-5281-4108 or +52-5281-4146

Uluslararası:

Hygiena International

8, Woodshots Meadow
Watford, Hertfordshire
WD18 8YU, UK
Phone: +44 (0)1923-818821
Fax: +44 (0)1923-818825

Hygiena (Shanghai) Trading Co., Ltd.

Rm.7K, No.518, Shangcheng Rd.
Pudong New District
Shanghai, China 200120
Phone: +86 21-5132-1081, +86 21-5132-1077,
+86 21-5132-1078
Fax: +86 21-5132-1080

Hygiena Diagnóstica España S.L.

P.I. Parque Plata, Calle Cañada Real 31-35,
41900, Camas, Sevilla, Spain
Phone: +34 954-08-1276

Kemiteks Kimyevi Maddeler LLC

Barbaros Hayrettin Paşa S. 2A
34756, Ataşehir, İstanbul, Turkey
Phone: +90 216-449-5870

help.hygiena.com



[YouTube.com/HygienaTV](https://www.youtube.com/HygienaTV)



[Vimeo.com/HygienaTV](https://www.vimeo.com/HygienaTV)

