



COLLECTEURS DÉCHETS / WASTE & SHARP CONTAINERS

PP

92

SACHETS ZIP / ZIP BAGS

PE

94

SACHETS AUTOCOLLANTS / SELF ADHESIVE BAGS

PE

96

BOÎTES PORTE-LAME / SLIDE MAILER

PP

96

SACHETS FERMETURE MÉTALLIQUE / METAL CLOSURE BAGS

PE

97

SEAUX & BACS / TUB & BUCKETS

PP

98

SACHETS AUTOCLAVABLES / AUTOCLAVABLE BAGS

PE / PP

99



➔ MINI-COLLECTEURS DE DÉCHETS / WASTE & SHARP MINI-CONTAINERS



NF X 30-500

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Usage médical | Medical use |
| Usage nomade | Portable use |
| Cuve en PP | PP body |
| 0.45 L de volume utile | Useful volume 0.45 L |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Fermeture définitive inviolable | Definitive tamper proof closure |

	Volume	H	L (mm)	Sans lame Without blade	Avec lame With blade	Qté/carton Qty/case
MINI-COLLECTEUR DE DÉCHETS WASTE AND SHARP MINI-CONTAINERS PP	450 ml	195	97.5 x 56	PGB-01		40
	450 ml	195	97.5 x 56		CUTB-01	40

Ouverture pour aiguilles
dévissables et stylos à
insuline
*Opening for Unscrewable
needles and insulin pen
injectors*


Ouverture pour seringue à
aiguilles non dévissables
(insuline, vaccin,
anticoagulant...)
*Opening for syringes with
needles that are not
unscrewable (insuline,
vaccin, blood collection...)*

Bouton-poussoir
Push-button

Poignée de transport
Carrying handle



Lame incorporée pour sectionner l'embout
des seringues en plastique
Incorporated blade to cut plastic syringe ends



Cuve monobloc étanche
Leakproof monobloc tank



➔ COLLECTEURS DE DÉCHETS / WASTE & SHARP CONTAINERS



Usage médical	Medical use
Usage nomade	Portable use
Cuve en PP	PP body
0.45 L de volume utile	Useful volume 0.45 L
Autoclavable	Autoclavable
Fermeture définitive inviolable	Definitive tamper proof closure
De 700 ml à 10 L	From 700 ml to 10 L
BS 7320	BS 7320
NF X 30-500	NF X 30-500

**NF X 30-500
BS 7320**

**COLLECTEUR DE
DÉCHETS
WASTE AND SHARP
CONTAINERS
PP**

Volume	H (mm)	L (mm)	Référence Product code	Qté/carton Qty/case
700 ml	150	114 X 72	COX700-01	55
1 L	190	114 X 72	COX1000-01	50
1.3 L	250	114 X 72	COX1300-01	40
2 L	150	195 X 135	COX2000-01	46
5 L	210	226 X 156	COX5000-02	29
8 L	400	195 X 135	COX8000-01	24
10 L	405	226 X 156	COX10000-01	16

➔ COLLECTEUR DE PIPETTES / PIPETTES CONTAINER




Boîte en PP	PP box
Clapet antireflux	Valve avoiding reflux
5 L de volume utile	Useful volume 5 L
Incinérable	Can be incinerated
Autoclavable	Autoclavable

**COLLECTEUR PIPETTES
PIPETTES CONTAINER PP**

Volume	H (mm)	L (mm)	Référence Product code	Qté/carton Qty/case
5 L	166	343 X 155	PIPB-01	16



➔ SACHETS ZIP SIMPLE POCHE / SINGLE POCKET ZIP BAGS




Sachet PE	PE Bags
Fermeture Zip	Zip Closure
Simple poche	Single pocket
Transport	Transport
Fermeture rapide	Quick closure system
Agréé pour contact alimentaire	FDA compliant

	L (mm)	Couleur Colour	Sans plage d'écriture Without writing area	Avec plage d'écriture With writing area	Qté/carton Qty/case
SACHETS ZIP SIMPLE POCHE SINGLE POCKET ZIP BAG PE	100 x 150	☐ Naturel Natural		SFP3-38	1000
	125 x 170	☐ Naturel Natural	SFP8-08		1000
	150 x 180	☐ Naturel Natural	SFP9-08		1000
	160 x 220	☐ Naturel Natural	SFP10-18		1000
	230 x 320	☐ Naturel Natural	SFP14-08		1000
	250 x 350	☐ Naturel Natural	SFP15-08		1000



➔ SACHETS ZIP DOUBLE POCHE / DOUBLE POCKET ZIP BAGS



Sachet PE	PE Bags
Fermeture Zip	Zip Closure
Double poche	Double pocket
Transport	Transport
Fermeture rapide	Quick closure system
Agréé pour contact alimentaire	FDA compliant

	L (mm)	Couleur Colour	Sans plage d'écriture Without writing area	Qté/carton Qty/case
SACHET ZIP DOUBLE POCHE DOUBLE POCKET ZIP BAG PE	125 x 170	 Naturel Natural	SP2-18	1000
	125 x 170	 Bleu Blue	SP2-01	1000
	125 x 170	 Rouge Red	SP2-02	1000
	125 x 170	 Jaune Yellow	SP2-05	1000
	150 x 180	 Naturel Natural	SP3-08	1000
	150 x 200	 Naturel Natural	SP4-38	1000
	160 x 220	 Naturel Natural	SP5-08	1000
	180 x 250	 Naturel Natural	SP6-08	1000
	200 x 300	 Naturel Natural	SP8-08	1000
	200 x 300	 Bleu Blue	SP8-01	1000



➔ SACHETS AUTOCOLLANTS / SELF ADHESIVE BAGS



Sachet PE

Avec ou sans absorbant

Biohazard

Double poche

PE bag

With or without absorbent

Biohazard

Double pocket

	L (mm)	Couleur Color	Avec plage d'écriture With writing area	Épaisseur Thickness	Qté/carton Qty/case
SACHETS AUTOCOLLANTS SELF ADHESIVE BAGS PE	280 X 185	 Naturel	SFAB1828-08	40 µm	1000
	280 X 125	 Naturel	SFAB1828-18*	40 µm	1000

* Avec absorbant / With absorbent

Personnalisable à partir de 26 000 pièces
May be customized for minimum quantity of 26 000 pieces

➔ BOÎTE PORTE-LAMES / SLIDE MAILER



Porte- lames en PP

Fermeture à pression

Ergots de protection

Transport des lames de microscope

PP Slide mailer

Snap closure

Slide protection


Transport of microscope slides

	L (mm)	H (mm)	Référence Product code	Qté/carton Qty/case
BOÎTE PORTE-LAMES SLIDE MAILER PP	72 x 85	5	PLP-01	700

* 2 Lames / 2 Slides



➔ SACHETS À FERMETURE MÉTALLIQUE / METAL CLOSURE BAGS



Sachet PE

Fermeture métallique

Très résistant

Translucide

Agréé pour contact alimentaire

PE bag

Metal closure

Very resistant

Translucent

FDA compliant

**SACHETS À FERMETURE
MÉTALLIQUE
METAL CLOSURE BAGS
PE**

Volume	L (mm)	Sans plage d'écriture Without writing area	Avec plage d'écriture With writing area	Épaisseur Thickness	Qté/carton Qty/case
120 ml	76 x 178		SBAPE7518-01	63 µm	1000
540 ml	114 x 229		SBAPE1123-01	63 µm	1000
650 ml	140 x 229		SBAPE1523-01	76 µm	1000
1650 ml	178 x 305		SBAPE1930-01	76 µm	1000
210 ml	89 x 178	SBA9518-01		76 µm	1000
540 ml	114 x 229	SBA1123-01		63 µm	1000
650 ml	140 x 229	SBA1423-01		76 µm	1000
1065 ml	140 x 382	SBA1538-01		76 µm	1000
2545 ml	178 x 382	SBA1938-01		76 µm	1000





SEaux / BUCKETS



Seaux en PP

De 3 à 16 L

Fermeture avec témoin d'intégrité

Anse de transport

Contact alimentaire

PP Buckets

From 3 to 16 L

Closure with tamper evident seal

Carrying handle

Food compliant

SEaux
BUCKETS
PP

Volume	H (mm)	Ø Intérieur haut Ø Inside top	Ø Extérieur bas Ø Outside base	Référence Product code	Qté/carton Qty/case
3 L	139	184	170	JT30-01	80
3.8 L	177	184	166	JT38-01	75
5.7 L	195	210	191	JT57-05	45
10.7 L	264	251	226	JT10-01	20
16 L	275	311	286	JT16-01	10

BAC / TUB



Bac en PP

Carré

Cape à pression

Opaque

Contact alimentaire

PP Tub

Square

Snap cap

Opaque

Food compliant

BAC / TUB
PP

Volume	H (mm)	Ø Intérieur haut Ø Inside top	Ø Extérieur bas Ø Outside base	Référence Product code	Qté/carton Qty/case
2.5 L	115	170	150	BAC25-02	144



➔ SACHETS AUTOCLAVABLES / AUTOCLAVABLE BAGS



Sachets résistants

Épaisseur : 40 µm

De 3 à 33 L

Autoclavable

Resistant bags

Thickness : 40 µm

From 3 to 33 L

Autoclavable

	Volume	L (mm)	Résistance thermique Thermal resistance	Référence Product code	Pcs/Rouleau Pcs/Rolls	Qté/carton Qty/case
SACHETS AUTOCLAVABLES AUTOCLAVABLE BAGS PP	3 L	255 x 400	134°C	SA03-01	-	500
	9 L	300 x 500	134°C	SA09-01	-	500
	14 L	400 x 600	134°C	SA14-01	-	500
	21 L	400 x 780	134°C	SA21-01	-	500
	33 L	600 x 780	134 °C	SA33-01	-	500
SACHETS AUTOCLAVABLES IMPRIMÉS AUTOCLAVABLE PRINTED BAGS PE	3 L	255 x 400	121°C	SA03-05 *	25	1000
	9 L	300 x 500	121°C	SA09-05 *	25	750
	14 L	400 x 600	121°C	SA14-03 *	25	450
	21 L	400 x 780	121°C	SA21-05 *	25	400
	33 L	500 x 800	121°C	SA33-03 *	25	500



Rouleau / Packaging



Signe Biohazard sur sachets imprimés
Biohazard sign on printed bags

TRANSPORT TRANSPORTATION



ÉLIMINATION DISPOSAL

AVANTAGES DE LA GAMME TRANSPORT ET ÉLIMINATION

- **UTILISATION** : Cette gamme de produit permet de répondre aux besoins de différentes utilisations (médicales, microbiologies, industries). Nos ustensiles de transport répondent aux exigences réglementaires des différents domaines d'application.
- **CONDITIONNEMENT** : Les produits sont protégés par un sursac en polyéthylène préalablement posé à l'intérieur des cartons afin d'éviter tout risque de contamination particulière.
- **TRAÇABILITÉ DES PRODUITS** : Grâce à l'étiquette produit apposée sur chaque carton d'emballage, nous pouvons retracer chaque cycle de production. Cette étiquette reprend le numéro de lot ainsi que la date de péremption lorsque le produit est stérilisé.
- **MATIÈRES PREMIÈRES** : Conformément aux directives européennes en vigueur concernant, notamment, l'absence de métaux lourds (CE N°1935/2004), l'alimentarité (94/62/CE) et le marquage CE relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (98/79/CE).

STRENGTH OF TRANSPORTATION AND DISPOSAL RANGE OF PRODUCTS

- **USE** : This range of products meets the usual requirements for the different applications (clinic, microbiology, industries). Our transportation products comply with the standards where applicable.
- **PACKAGING** : All products are protected by a polyethylene outer bag placed inside the box beforehand to avoid any risk of particle contamination.
- **PRODUCT TRACEABILITY** : Thanks to the product label on each box, we can retrace each production cycle. This label includes batch number and expiry date if the product has been sterilized.
- **RAW MATERIALS** : Compliant with the European directives in force, especially the absence of heavy metals (CE N°1935/2004), food compatibility (94/62/EC) and CE marking relating to medical devices for in-vitro diagnostics(98/79/EC).