



CONTACT SLIDELER

- İki yüzü, farklı besiyerlerini içeren esnek slide yapıda ürünlerdir.
- Yüzeyden her iki yüzünde farklı mikroorganizmaların tespit edilebildiği sistem, birçok avantaj sağlamaktadır.
- Diğer markalardan farklı olarak, içerisinde **Nötralizan** bulunduran sistem, dezenfeksiyon sonrasında dezenfektanları inhibe ederek yüzeydeki mikroorganizmaların tespitini kolaylaştırmaktadır.
- Diğer markalardan farklı olarak, Toplam bakteri sayımında PCA ortamında ekstra var olan **TTC** ise, sadece bakterileri kırmızıya boyayarak sayım ve tespit kolaylık sağlamaktadır.

53526 - Contact Slide 1	PCA+TTC+ Neutralizing / VRBG Agar+ Neutralizing	TOPLAMBAKTERİ / ENTEROBACTERIACEAE
53527 - Contact Slide 2	PCA+TTC+ Neutralizing / Rose Bengal CAF Agar+ Neutralizing	TOPLAMBAKTERİ / KÜF - MAYA
53530 - Contact Slide 3	PCA+TTC+ Neutralizing / Vogel Johnson Agar	TOPLAMBAKTERİ / STAPHYLOCOCCI
53528 - Contact Slide 4	Cetrimide Agar + Neutralizing / Rose Bengal CAF Agar + Neutralizing	PSEUDOMONASSPP. / KÜF - MAYA
53531 - Contact Slide 5	V.R.B.G. Agar + Neutralizing / Bile Aesculin Agar + Neutralizing	ENTEROBACTERIACEAE / FEKAL STREPTOCOCCI
53562 - Contact Slide 8	PCA + TTC + Neutralizing / VRBL Agar + Neutralizing	TOPLAMBAKTERİ / KOLİFORM
53532 - Contact Slide 9	PCA + TTC + Neutralizing / PCA + TTC + Neutralizing	TOPLAMBAKTERİ / TOPLAMBAKTERİ
53545 - Contact Slide 10	Rose Bengal CAF Agar + Neutralizing / Vogel Johnson Agar	KÜF - MAYA / STAPHYLOCOCCI
53539 - Contact Slide Chrom 2	Chromatic™ E.coli-coliform / PCA+TTC + Neutralizing	ECOLİ - COLİFORM / TOPLAMBAKTERİ
53546 - Contact Slide Chrom 3	Chromatic™ E.coli-coliform / Baird Parker Agar + Neutralizing	ECOLİ - COLİFORM / STAPHYLOCOCCI

